

四、磋商报价明细表

(供应商根据竞争性磋商文件中规定的报价要求, 价格构成、市场行情及其他伴随服务等因素报出磋商报价, 磋商报价应包含各种人工费、材料费、机械费、管理费、税费、现场服务费等全部费用。)

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌/ 型号
1	护理床	<p>1、产品尺寸: 2000mm*1020mm*570mm ±10mm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸), 内径尺寸1940mm*900mm*510mm</p> <p>2、产品功能: 背部倾斜度: 0° -85° ±5° 腿部角度0-30° ±5° 可灵活调节背部腿部体位升降</p> <p>3、由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆ABS床头/尾等主要部分及配套件(护栏、升降点滴架孔)组成</p> <p>4、可载重量240kg</p> <p>5、床架由碳钢金属40×80×0.9mm矩形管材焊接成型, 坚固耐用, 表面抗菌粉体喷涂, 具有抗静电功能, 同时达到不生锈, 不变形, 易擦洗消毒</p> <p>6、床面采用外框25*25*0.9mm矩形方管折弯740*170mm 与C形钢一次辊压而成, 厚度0.7mm; 表面经抛丸除锈后静电喷塑, 防腐蚀、易清洁</p> <p>7、背部床板采用双支撑卸力结构, 采用Φ32*1.5mm 钢管, 双支撑材料规格: 180*51*3mm, 一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁, 最大限度减少螺管受力, 有效延长病床使用寿命</p> <p>8、床头采用木质结构, 床体左右两侧</p>	台	30	2750	82500	嘉顿 B01-IV

		<p>有木板包围，木包围床头床尾板厚度25mm，两侧护板厚度18mm，外形圆润无毛刺棱角</p> <p>9、床框配有输液架插孔，孔径20mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧</p> <p>10、静载荷能力：将病床的背板、脚板摇起后，在背板承受50kg重物，脚板承受30kg重物，历时24h，各部位无异常。</p> <p>11、动载荷能力：将病床的背板摇起后，背板动态承受150kg重物，历时24h，各部位无异常</p>					
2	<p>电动护理床</p>	<p>1、外径尺寸：长2060*宽980*高470-740mm（含床垫）</p> <p>内径尺寸：长2000*宽900*高390-660mm（不含床垫）</p> <p>升降行程：0-270mm</p> <p>2、功能：起背、上曲腿、旋转（左右方向可手动调节）、整体升降。</p> <p>3、调节角度：起背角度：0° -75° ± 5°</p> <p>上曲腿角度：0° -35° ± 5°</p> <p>床体旋转角度：90° ± 5°</p> <p>旋转后起背角度：75° ± 5°</p> <p>旋转后下曲腿角度：78° ± 5°</p> <p>整体升降范围：470-740mm（含床垫）</p> <p>4、具备急停功能、一键复位功能</p> <p>5、床帮采用厚度为1.2mm的30×50方管，床面板以铁质网面焊接成型，提高床板强度，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能，坚实耐用。</p> <p>6、两侧护栏：直径22mm钢制圆管包塑护栏，牢固耐用。</p> <p>7、床垫：外层采用针织面料，体感舒</p>	台	2	12000	24000	<p>信华仁 HR-DC 01</p>

		<p>适、外观美观、便于拆洗；床垫内胆采用8公分高弹性海绵，柔软、舒适、吸湿、透气。</p> <p>8、采用5寸高档双面静音脚轮，内置全封闭自润滑轴承（延长使用寿命），不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音，移动起来轻便平稳快捷。</p> <p>9、整床采用静电粉体涂装处理：床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。</p> <p>10、床体可承载重240KG。</p>					
3	助浴床	<p>靠背独立液压支撑，可根据浴者舒适度0° -30° ±5° 调节；</p> <p>床架：304#不锈钢、冷板、冷管；</p> <p>连接件、紧固件、旋转件：304不锈钢材质；</p> <p>表面处理：整体表面户外防水烤漆处理；</p> <p>防护：床体四角均安装3寸防撞轮。</p> <p>浴槽：采用环保皮划艇料制成，材料通过REACH、ROSH、EN71等标准；柔软舒适，耐高温/严寒（+80° -10° ±5° ），不易变形，不易老化；可拆下清洁消毒</p> <p>填充：环保高密度EVA，柔软舒适不变形。</p> <p>尺寸：（床面长度）1910mm×（床面宽度）650mm×（床面离地高度）450—870 mm</p> <p>承重：150kg</p> <p>控制：两侧脚踏板控制，解放双手</p> <p>护栏：护栏高270mm（床面到床垫护栏立起最高点），两侧护栏皆可180° 旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运</p>	台	1	50000	50000	爱乐 PTK-4 30

		<p>排水：床体整体略倾斜，既床头比床尾高3cm，顺畅排水。</p> <p>脚 轮：防护定向+万向带刹静音脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠。</p> <p>配件：防水头枕1个（内部填充8cm厚高弹海绵），1.2米排水软管1条。</p>					
4	一字扶手	<p>1、材质工艺：内管为201不锈钢管材质，φ25mm；五孔固定不锈钢底片，ABS注塑法兰盖；</p> <p>2、产品尺寸：边-边总长500mm；产品外侧边距离墙面尺寸80mm；法兰盖大小70mm；</p> <p>3、产品功能</p> <p>内管为优质不锈钢管材质，钢管内部冲压工艺，无焊接，强韧抗腐蚀，经久耐用；</p> <p>外管表面大颗粒防滑设计，增大摩擦力，湿手抓握不打滑，能够提供稳定的支撑；内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力；</p> <p>支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS材质；</p> <p>ABS外层隔绝金属冰冷感，冬天握感温润不冻手，夏季防烫抗导热；外壳抗污防渗透，易清洁；适应性强，能够适应不同的卫生间布局。</p>	个	20	60	1200	知年 HS-02 4A
5	U型固定扶手	<p>1、材质工艺：内管为201不锈钢管材质，φ25mm，五孔固定不锈钢底片，ABS注塑法兰盖；</p> <p>2、产品尺寸：边-边总长600*700mm；产品外侧边距离墙面尺寸80mm；法兰盖大小70mm；</p> <p>3、产品功能</p> <p>内管为优质不锈钢管材质，钢管内部</p>	个	20	150	3000	知年 HS-03 0A

		<p>冲压工艺，无焊接，强韧抗腐蚀，经久耐用</p> <p>外管表面大颗粒防滑设计，增大摩擦力的支撑；内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力</p> <p>支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS材质</p>					
6	L 型扶手	<p>1、材质工艺：内管为201不锈钢管材质，$\phi 25\text{mm}$，五孔固定不锈钢底片，ABS注塑法兰盖；</p> <p>2、产品尺寸：边-边总长600*350mm；产品外侧边距离墙面尺寸80mm；法兰盖大小70mm；</p> <p>3、产品功能</p> <p>内管为优质不锈钢管材质，钢管内部冲压工艺，无焊接，强韧抗腐蚀，经久耐用；</p> <p>外管表面大颗粒防滑设计，增大摩擦力的支撑；内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力；</p> <p>支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS材质；</p> <p>ABS外层隔绝金属冰冷感，冬天握感温润不冻手，夏季防烫抗导热；外壳抗污防渗透，易清洁；</p> <p>适应性强，能够适应不同的卫生间布局。</p>	个	20	120	2400	知年 HS-02 5A
7	空气消毒机	<p>1、移动空气消毒机外形：移动式；</p> <p>2、核心部件采用自主研发的等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃及微生物；</p>	台	5	6000	30000	奥洁 AJ/DL -Y-10 00

		<p>3、数码直观显示，时间任意设置，整机工作寿命计时，临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；</p> <p>4、双通道立体式出风，循环风量大，风速高、中、低可选；</p> <p>5、隐藏式配件盒，遥控器具有防丢失功能，外设扶手，推拉移动自如；</p> <p>6、本产品产生高浓度负离子，可净化室内空气。</p>					
8	ABS多功能转运床	<p>1、主要框架结构采用钢管制成，外表静电粉末喷涂，外形美观坚固；</p> <p>2、规格： 1930*640/730*540/840mm；</p> <p>3、护栏为两片式PP升降护栏，坚实美观；</p> <p>4、手摇柄(螺杆配有离合装置)可调整车面高度，高度调节范围500-900mm；</p> <p>5、转运车脚轮为4只6寸带制动器面包轮，静音、稳定可靠，同时配导向轮装置，方便使用者控制车体行进方向；</p> <p>6、背部升降由气压弹簧控制，角度可0-75°可调；</p> <p>7、承重:静载荷(均布)250kg，安全工作载荷135kg；</p> <p>8、配一张抑菌防水牛津布床垫以及不锈钢输液架一根。</p>	台	1	10000	10000	佳护 IRFSC 1900
9	血压计	<p>收缩压、舒张压、脉搏【支持数据上传至用户版APP、医护版APP、信息化平台进行监控预警】</p>	台	5	300	1500	开云 U807
10	营养泵(喂养、鼻饲)	<p>流速：1mL/h~2000mL/h，可按1、5、10mL/h递增或递减</p> <p>速度误差：±5%（使用专用管路及营养液），流量误差：±5%（使用专用管路及营养液）</p>	台	5	5000	25000	科力 建元 KL-50 21A

		<p>预置量：1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减</p> <p>阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择，也可关闭。根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围为：高：70~120Kpa 中：40~90Kpa 低：20~60Kpa</p> <p>报警功能：“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且根据不同报警级别按照优先等级报警。</p> <p>气泡：开、关</p> <p>快排速度：600mL/h~2000mL/h</p> <p>反抽冲洗：有</p> <p>加热温度：范围：30℃~37℃ 精度：±5℃（室温，流速 200mL/h）</p> <p>连续工作：连续工作时间不小于24小时</p> <p>功耗：75VA含加热部分</p> <p>外形尺寸(mm)：150(长)×120(宽)×60(高)不含底座及突出部分</p> <p>重量：1.7kg</p>					
11	指脉氧	<p>血氧饱和度【支持数据上传至用户版APP、医护版APP、信息化平台进行监控预警】</p>	台	5	300	1500	科瑞康 PC-60 NW-1
12	智慧医养信息化平台 (核心产品)	<p>智慧医养结合信息化平台,实现了“互联网+医、康、养、护”一体化服务,通过跨终端的数据互联及同步,连通各部门及角色,实现了老人与子女、服务机构、医护人员的信息交互,包含后台管理系统、老人/家属端 APP、医生/护士/护工端 APP。</p> <p>1. 便捷式工作台：首页提供便捷式工</p>	套	1	25000 0	250000	开云

	<p>作台，集成了综合查看整体运营情况的功能。具体包括咨询登记、老人建档、入住评估、养老协议、入住、退住、请假等快捷导航。同时，展示床位占用情况、入住老人自理能力、欠费状态、疾病人群统计及接待统计数据等关键信息，并支持统计数据的便捷导出功能。</p> <p>2. 医养综合管理平台数据可视化：通过数据可视化技术，全面展示入住老人的相关统计数据。涵盖区域（楼栋）总人数、年龄分布、疾病分布、性别、自理能力、床位动态（包括入住、空余及入住率）等。此外，还包括月度入住统计、异常告警提示及处理情况、工单处理情况等数据的实时展示。系统支持为机构运营管理定制开发更多维度的数据分析展示，整合全维信息，实现实时业务监控、动态风险预警，并建立各类数据模型，输出有价值的信息服务，使医养项目运营情况一目了然。</p> <p>3. 智能物联交互平台数据可视化：智能设备使用统计数据的可视化展示。涵盖设备统计、设备类型分布、各机构设备数量统计、设备每日状态监控等。同时，提供设备异常告警提示、告警列表及处理情况的实时信息。系统支持为机构运营管理定制开发更多维度的数据分析展示，整合全维信息，实现实时业务监控、动态风险预警，并建立数据模型，为管理决策提供有价值的技术支持。</p> <p>4. 可视化床态图：以卡片形式清晰展示院内楼栋、楼层、房间的床位信息。通过鼠标点击卡片，可快速查看老人</p>				
--	--	--	--	--	--

5C0F2B82

	<p>基本信息，具有标记当天生日老人功能。包含：老人编号、入院信息、床位号、护理级别、账户状况、家庭住址、慢病标签、护理评估等。同时，支持缴费、新增工单、请假等相关业务的快捷式操作，提升工作效率。</p> <p>5. 咨询登记：提供咨询/来访登记、回访跟踪功能，支持咨询、回访、媒介营销渠道的数量统计和入注意向的查看，为机构提供全面的咨询接待服务。</p> <p>6. 老人建档：对前来入住的老人建立健康档案，支持身份证刷卡或手动录入方式，包含老人基本信息、医疗信息、身体状况、家人信息等，为老人后续管理和服务提供基础数据支持。</p> <p>7. 老年评估：支持老人能力评估（国标 GB/T42195-2022）标准、民政部最新版评估标准、长护险评估标准等，对老人进行入住前、入住后常规评估及状态变化后的及时评估，根据下次评估时间设定自动生成待评估工单。对于昏迷老人支持直接评定为完全失能等级。支持评估问卷打印、结果单打印及家属签字，根据评估结果确定老人自理能力、护理等级等，提升运营效率和服务质量。</p> <p>8. 护理评估：包含多种护理风险评估内容：坠床/跌倒风险因子评估、Barden压疮评估、噎食/误吸风险评估、烫伤风险评估、管路滑脱风险评估、自杀/他伤风险评估、营养不良风险评估、走失风险评估、食品/药品误服评估、文娱活动意外风险评估、微型营养评定、主观营养评定、健康状态评估、并发症及意外风险等。可手动停止评估项目、查看、修改、下载、</p>				
--	--	--	--	--	--

5C0F2B82

	<p>作废评估记录，评估结果支持家属在线签字，确保评估工作的全面性和准确性。</p> <p>9. 养老协议：新增老人养老电子版协议，可上传合同扫描件，支持接入手写板在线签字。</p> <p>10. 入住办理：为老人办理入住手续，确定床位、自动生成老人专属二维码床头卡，确定护理级别及各项费用收费标准（床位费、管理费、餐饮费等），支持入住变更登记。</p> <p>★11. 床头卡：为入住老人生成专属二维码的床头卡，工作人员扫码执行工单。床头卡支持自定义设置，满足机构个性化需求。支持 APP 端实现“碰一碰”快捷交互，直接跳转至医养相关业务模块。</p> <p>12. 老人档案：详尽记录老人基本信息（医保类型、身体基本情况、建档日期、床位号、自理情况、餐饮类型、护理级别、疾病人群等），支持批量导出。提供快速查询功能，通过左侧索引栏轻松访问老人健康档案，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记、护理计划、护理执行等全方位信息。</p> <p>13. 老人合同：根据养老协议查询合同信息，包括生效、到期日期、担保人等，新增、作废、上传扫描件及更新功能齐全。自动生成即将到期合同工单，便于续签管理。</p> <p>14. 物品登记：为老人自带物品、药品提供登记服务，支持查询登记时间及详情。</p> <p>15. 更换床位：便捷进行床位更换操作，可查看更换记录。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>16. 请假：老人请假登记，可撤销及返院销假，系统自动核算请假期间费用。</p> <p>17. 退住：老人退住办理，按老人、楼栋楼层房间和退住日期等多维度筛查及导出，可进行退住原因标注，为院方运营情况提供数据分析支持。</p> <p>18. 出院评估：对退住老人进行全面的身心状态评估流程，包括精神健康、语言表达能力、肢体活动能力、慢性病状况以及营养情况等多维度的评估，对来院物品交还情况及出院后照护注意事项进行备注。支持打印，与老人及家属进行整体情况交接及签字。</p> <p>19. 日常消费：登记老人除床位费、护理费、餐饮费、管理费等月度费用外的其他消费。支持结算与作废处理，作废消费记录后自动退还消费金额。</p> <p>20. 生日提醒：支持按月、老人维度、楼栋维度查看的老人生日列表。</p> <p>21. 补贴人员列表：统计老人入住期间床位占用天数，便于补贴申请，支持按楼栋、入住时间、在院时间，在院情况等多维度筛查及导出。</p> <p>22. 健康档案：快速查询老人的健康档案信息，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记录、健康报告、健康趋势等全面信息。</p> <p>23. 健康记录：护士定期对老人进行健康体检体征数据录入及记录老人病情变化及处理措施，支持异常告警与历史记录查询打印，可自定义设置“异常告警”数值，选择是否告警。</p> <p>24. 护理计划：根据老人的自理情况、护理级别帮助老人制定、修改护理计划，可自定义多项目组合的护理模板。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>25. 护理任务 按照老人的护理计划自动生成护理工单，可实时查看护理项目、执行时间、执行人等任务信息，支持手动制定护理工单。</p> <p>26. 护理执行:每日护理任务执行查看及执行确认，支持移动端非当日工单执行设置。</p> <p>27. 不良事件:记录老人不良事件的发生及应急响应措施，实现事件上报功能。一旦上报，系统能立即为老人进行状况发生后的全面评估。系统支持对不良事件的类型进行分类，并记录详细描述事件经过、进行分析以及记录相应的整改措施。提供月、季度、年度的统计分析报告,推送给评估师。当护士/护工上报不良事件后,系统会自动向护理部主任发送消息提醒,由其决定是否启动评估流程;确认评估后,自动向评估师发送评估提醒,提示其进行必要的评估工作,确保不良事件得到及时、有效的处理,并促进持续改进服务质量。</p> <p>28. 医护组:创建不同类型医护组,设置组长、组员及负责范围。</p> <p>29. 组班次:设置医护组班次(早班、中班、晚班、 白班、夜班等)。</p> <p>30. 护理交接班:组内及组间进行上下班工作交接班管理,涵盖交接班的具体时间、交接工作的总体概况、主要风险因素、患者病情变化及其处理措施,以及包含生日祝福、家属来访等人文关怀信息。支持导出打印。</p> <p>31. 消息提醒:提供多项提醒功能,包括异常告警提醒、护理评估提醒、综合能力评估提醒、本周健康记录提醒等。</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>32. 异常告警:异常数据指标识别及告警服务。可实时查看告警时间、告警类型、告警内容、定位等信息,支持电话、短信、APP 推送、上门、床旁进行异常处理。</p> <p>33. 短信推送:支持向全体老人、单个或多个老人、疾病人群、机构、团体、员工、老人家属等发送短信。</p> <p>34. 短信模版:支持自定义短信模板,方便发送短信时选取调用。</p> <p>35. 员工满意度评价:员工通过扫描二维码,对机构和自身岗位及工作情况进行匿名满意度评价</p> <p>★36. 员工评价汇总:以图形及列表形式直观的汇总和体现员工对结构和岗位及工作环境的满意度情况。为院内运营及员工发展和人事调整提供数据支撑。</p> <p>37. 机构满意度评价:老人及家属通过扫描二维码,对院内各维度服务进行满意度评价。支持按评价日期、楼栋楼层、老人信息等维度筛查,查看不同楼栋/楼层老人院内各维度服务满意度情况。</p> <p>38. 机构评价汇总:以图形及列表形式直观的汇总和体现老人及家属对院内各维度服务满意度情况。为院内运营及服务提升提供数据支撑。</p> <p>39. 安全巡视-巡视计划:依据岗位责任制,定制化创建日常安全巡视计划。可灵活添加、调整或删除巡视计划详情,包括明确的巡视地点、设定的巡视频次、指定的巡视时段以及分配的巡视人员。巡视频次支持高度个性化配置,涵盖每日巡视、每周巡视至月度巡视等多种周期选项。巡检人员可</p>				
--	--	--	--	--	--

5C0F2B82

	<p>在 PC 端或手机端进行巡视工单执行、并即时上报安全隐患。</p> <p>40. 巡视二维码:生成巡视点专属二维码,便于工作人员扫码巡检。</p> <p>41. 巡视项目:按照安全责任内容,自定义设置巡视项目,支持巡视项目的分类。</p> <p>★42. 每日打卡:根据巡视计划自动生成巡视工单,确保巡检人员能够按时、有效地执行巡检任务。可实时查看每日打卡情况(巡视点、巡视成员、实际打卡时间、漏打卡时段、补卡时间等)。</p> <p>43. 月度统计:以月维度展示每日打卡情况,实时查看缺卡及补卡情况。支持按巡视计划,巡视点及月度时间进行查询及数据导出。</p> <p>★44. 隐患上报:对隐患上报数据进行查看及处理,可实时查看巡检点、隐患项目、隐患图片、上报人、处理结果等信息。支持按巡视计划、巡视点、状态及上报时间进行查询及数据导出。</p> <p>★45. 物联网管理平台基本要求:建设统一的物联网平台,实现各类联网设备统一接入,感知数据全量汇聚,相关服务开放支撑,满足多规则、可扩展、碎片化的各类物联网需求。基于 Dubbo 微服务架构、冗余设计、负载均衡等技术手段保证海量数据的接入稳定和弹性扩展。</p> <p>★46. 物联网管理平台存储要求:存储层采用 MySQL、Redis、InfluxDB、HBase、FastDFS,对热、温、冷类型的关系型数据、时序数据、文件数据分别存储在对应的数据库中,提供多</p>				
--	---	--	--	--	--

5C0F2B82

5C0F2B82

	<p>级缓存，满足百万级设备的接入。</p> <p>★47. 物联网管理平台设备管理要求：支持设备全生命周期,包括设备注册、在离线、数据上传、指令下发、删除设备等。</p> <p>48. 物联网管理平台异构平台:具备强大的适配能力，可兼容多种物联网平台,针对部分行业协议进行专项适配,实现设备免开发汇聚，降低集成时间和成本。降低集成时间和成本。</p> <p>49. 物联网管理平台多运营商选择:支持多运营商选择，保障网络连接的灵活性与稳定性。客户可根据自身需求及运营商服务优势，自由切换网络服务。</p> <p>50. 智能监测预警:依托智能终端设备实时采集老年人心率、血氧、血压、体温及睡眠质量等多维度生命体征数据,通过AI健康风险评估模型构建“监测-预警-干预 ” 三级响应体系。</p> <p>51. 智能看护:借助智能设备，地图实时呈现老人位置，追踪并展示行动轨迹。可自定义电子围栏，老人越界即报警，保障老人安全。</p> <p>52. 睡眠带监护:支持批量设置设备指令，如心率监测频率、在床离床监测、SOS 报警条件等。实时上传睡眠、心率、呼吸数据至平台持续监控。</p> <p>53. 睡眠报告:提供详细睡眠报告，涵盖在床离床、体动翻身监测，睡眠时长、中断与深浅睡分析，以及心率、呼吸暂停、SOS 一键报警等关键指标。</p> <p>★54. 重点监护:实时监测重点床位老人心率、呼吸等生命体征，异常即时告警。</p>				
--	--	--	--	--	--

5C0F2B82

	<p>55. 监控设备：按序列号、设备类型、监控点位名称等添加监控设备</p> <p>56. 视频监护：实时查看视频监控画面，支持画面轮询</p> <p>57. 智能设备：信息化平台集成安消设备，实现机构、社区、居家的烟雾报警器、燃气报警器、一键 SOS 报警器、水浸监测、红外监测、门磁监测、摄像头、老人腕表等一体化管理。</p> <p>★58. 布撤防计划：根据智能设备使用特性，支持批量设置布防、撤防计划</p> <p>59. 推送号码：为老人设 3 位紧急联系人，支持电话、短信报警，紧急时可迅速通知，保障老人及时获救助。</p> <p>60. 设备管理：根据设备使用场景设定居家或机构养老，定位搜索绑定，可按设备编号、设备类型、设备在线离线状态进行筛查。</p> <p>61. 充值缴费：为老人账户办理充值缴费，支持转账、现金、支付宝、微信等多种支付方式。提供充值记录打印及作废功能。</p> <p>62. 催费提醒：对账户余额不足的老人进行催费提醒，自定义设置催费金额。</p> <p>63. 用户余额：根据老人姓名、楼栋、楼层、房间号等信息筛选查看账户余额、赠送金额、押金情况，为管理人员提供全面的财务数据支持。</p> <p>64. 押金：为老人账户办理押金充值，支持查看、导出、作废、打印押金记录。</p> <p>65. 退费：登记老人因退住发生的退费，系统自动核算退费金额及明细信息（床位费、护理费、餐饮费、管理费、采暖/降温费等）。支持核算信息的修改，提供退费结算详单打印功能，</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>方便老人及其家属核对。</p> <p>66. 月标准费结算:对老人的月度费用进行结算扣费,支持批量结算和自动结算。提供已结算账单作废重新结算功能。支持按老人信息、楼栋楼层、结算月份、结算状态等条件查询和导出结算记录,方便管理人员进行财务分析。</p> <p>67. 日常单据结算:对老人的日常单据进行结算扣费,批量结算和自动结算。提供已结算账单作废重新结算功能,按老人信息、楼栋楼层、结算月份、结算状态等条件查询和导出结算记录,方便管理人员进行财务分析。</p> <p>68. 单据查询:查询老人的所有结算单据,包括充值、月度结算、点餐、日常消费等,支持查看和打印。</p> <p>69. 费用流水:支持费用流水查看与导出功能,为管理人员提供全面的财务数据分析支持。</p> <p>70. 费用月度账单:可查看在院老人月度各项目(床位费、护理费、餐饮费、管理费、日常消费、点餐消费等)消费情况。支持按月度、楼栋、楼层筛查并导出</p> <p>71. 月度费用汇总:以列表形式横向直观展示老人本年度各月消费金额情况</p> <p>★72. 收支明细:以图表形式直观展示老人收支交款清单(押金、应缴、实缴),支持按收款方式、月份进行索引查询。</p> <p>73. 月度结算清单:以图表形式直观展示月度结算清单(扣费、余额明细)</p> <p>74. 费用标准:设置床位费、护理费、餐饮费、管理费、请假/就医、取暖/降温费等费用标准。提供结算规则设</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>置功能。</p> <p>75. 入住老人自理情况统计:按入住老人自理情况进行统计,支持图表、数据呈现方式,支持报表Excel导出</p> <p>76. 疾病人数统计:按老人疾病情况进行统计,支持图表、数据呈现方式,支持报表 Excel 导出</p> <p>77. 媒介渠道统计:统计媒介渠道的咨询接待次数、营销次数,转签约入住数量</p> <p>78. 营销人员报表统计:统计各营销人员跟踪服务在院老人数量以及跟踪服务出院老人数量</p> <p>79. 健康记录报表统计:按姓名、医生、时间等维度查询健康记录并支持导出报表</p> <p>80. 护理执行报表统计:按护理组、护理人员等维度查询护理执行记录并支持导出报表</p> <p>81. 退住原因报表统计:老人退住原因统计分析,以柱状图形式直观体现老人退住原因占比情况。可按照日期、楼栋楼层等维度查看退住情况、占比情况及退住原因,并支持导出。可查看所有老人来院退住次数及历次退住原因。支持数据的筛查及导出。</p> <p>82. 入住人员报表统计:以柱状图直观展示机构新增入住老人动态趋势图。支持按照入住时间、楼栋名称等维度查询入住率,并支持导出。</p> <p>83. 多维度健康档案:详尽记录老人健康档案(包括基本信息、既往史、现患病、家族史、遗传史、残疾史、生活环境史等,可查看、修改、动态保存),手动添加体检报告、病历报告。</p> <p>84. 老人综合能力评估:根据《老年人</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>能力评估规范》，为老人量身定制的日常生活状态、精神状态、感知觉沟通、老人能力等级等多项评估，对老年人进行综合能力评定，自动出具老人能力评估结果，科学划分老人能力等级。</p> <p>85. 护理评估:全面查看每位老人的所有护理评估记录。</p> <p>86. 疾病风险评估:提供高血压风险、冠心病风险、糖尿病风险、慢性阻塞性肺风险等多项疾病风险评估，自动计算健康风险并出具评估报告。</p> <p>87. 中医体质辨识:进行 9 种基本类型和 25 种兼杂体质中医体质辨识，并提供改善建议，自动输出分析报告。</p> <p>88. 心理健康测试:包括 scl-90、SDS、SAS 等 20 项以上心理测评量表，自动输出分析报告。</p> <p>89. 健康记录:全面查看每位老人的所有健康记录，支持修改、删除、打印。</p> <p>90. 量表问卷设置:老人评估问卷量表设置，自主选择需要使用的问卷（包括综合能力评估、护理评估、心理评估、单病风险评估），护理需求评估支持自定义设置消息推送间隔。</p> <p>91. 基本类型设置:自定义维护房间类型、护理级别、套餐类型、管理费类型等基础信息。</p> <p>92. 护理项目管理:自定义维护护理项目名称、单价、执行时长、项目描述等护理信息。支持护理项目批量导入和导出。</p> <p>93. 协议模板管理:自定义维护合同/协议模板。支持查看、修改和禁用。</p> <p>94. 护理模板:自定义维护护理模板，</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>用于制定护理计划时快捷选择。支持模板批量导入。</p> <p>95. 床位管理：自定义维护楼栋管理、楼层管理、房间管理、床位管理、房态图等基础信息。</p> <p>★96. 收付款设置：自定义设置转账、现金、支付宝、微信、刷卡等多种支付方式，添加应用 ID 实现微信、支付宝收款。</p> <p>97. 床头卡模板设置：自定义设置床头卡页面字段，包含床号、姓名、慢性病、护理评估等字段。</p> <p>98. 员工管理：支持机构为健管师/护士、护工、志愿者等不同岗位角色开通账号，设置角色、密码等</p> <p>99. 角色管理：提供角色自定义管理，根据业务需求新增角色并分配功能权限</p> <p>100. 科室管理：提供科室自定义管理，根据业务需求新增科室。</p> <p>101. 老人（家属）端 APP：</p> <p>（1）我的消息：后台管理系统推送的通知、文章等消息；</p> <p>（2）健康自测：问卷包含疾病史、家族史、躯体症状、生活方式等，自动判断“健康得分”和“健康风险”，并生成个性化体检方案；</p> <p>（3）健康得分：结合基础评估问卷作出的一个健康得分；</p> <p>（4）健康状态提醒：结合基础评估问卷和近期测量的上传的数据得出的一些健康或疾病风险以及近期的健康趋势；</p> <p>（5）健康评估：18种疾病风险评估、16种心理健康测试评估和中医体质辨识评估；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>(6) 健康计划: 有多套健康学习计划包括糖尿病日常护理、14 天健康生活养成、高血压改善、糖尿病饮食、糖尿病运动、食品交换份、睡眠改善等干预计划;</p> <p>(7) 健康数据采集: 可以检测血压、血氧、血糖、体脂体重、BMI、血脂四项、尿酸、心电、腰围、体温、糖化血红蛋白、运动、睡眠、止鼾枕等数据, 可以通过接入的智能检测设备自动上传和手动录入两种方式。呈现方式有数据记录和动态趋势两种;</p> <p>(8) 健康知识: 按科室可查询相关疾病的概要;</p> <p>(9) 养生食谱: 可根据需求查询食谱;</p> <p>(10) 健康资讯: 定期更新的健康科普文章;</p> <p>(11) 我的健康评估: 可实时查看老人评估记录;</p> <p>(12) 我的健康报告: 可实时查看老人健康动态数据及健康指导方案;</p> <p>(13) 我的体检报告: 可实时查看老人体检方案体检报告等记录;</p> <p>(14) 我的随访记录: 可实时查看老人随访记录;</p> <p>(15) 我的医护记录: 可实时查看老人护理计划、护理执行、医嘱信息等记录;</p> <p>(16) 我的账单: 可实时查看老人在院消费账单;</p> <p>(17) 我的病例: 可实时查看老人病历病程记录。</p> <p>102. 医生/护士/护工端 APP:</p> <p>(1) 我的消息: 异常告警提醒、不良事件提醒、医嘱提醒、护理评估消息提醒、报修新增任务和派工提醒;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

5C0F2B82

	<p>(2)用户列表:显示管理的老人列表,显示老人姓名、性别、年龄、编号、床号、所属疾病人群、所属团体等信息;</p> <p>(3)健康档案:可查看老人评估报告、体检报告、健康报告、日常健康动态指标;</p> <p>(4)护理执行:可查看老人护理计划、护理工单,护理人员可以根据护理计划、工单执行,并支持护理人员在移动端扫描老人“床头卡”二维码打卡完成工单任务;</p> <p>(5)在线指导:可以与老人、老人家属通过视频语音、文字方式进行即时沟通;</p> <p>(6)护理评估:床旁对老人及时进行十大护理评估操作、支持评估结果的自动判定及自动推送下次评估提醒;</p> <p>(7)后勤报修:用于工作人员对需要维修的院内设施或设备进行报修和维修后验收;</p> <p>★(8)随访计划:在移动端查看随访计划,并开展随访;</p> <p>(9)随访历史 查看已随访历史记录。</p> <p>(10)病例记录:查看门诊住院病例记录,且支持手动添加病例信息。</p> <p>★(11)体检报告:查看体检报告信息。</p> <p>(12)健康数据:可查看,血压,血糖,睡眠,血脂,尿酸,糖化血红蛋白,腰围等健康数据。</p> <p>★(13)健康检测:护士可上门或床旁使用智能设备帮助老人测量体温、血压、血糖、血氧、尿酸、心电、体重体质、糖化血红蛋白等健康数据;</p> <p>★(14)扫一扫:支持移动端扫描老</p>				
--	--	--	--	--	--

5C0F2B82

		<p>人“床头卡”二维码，查看老人病历、体检报告、健康报告、健康问卷、随访记录、健康数据、关怀记录等，可快捷进入医生巡诊、护理评估、健康记录、医嘱执行等业务模块；</p> <p>(15) 查询：支持通过姓名、手机号、老人编号、床号等条件搜索相应的老人。</p> <p>标记为“★”的指标是重要技术条款，我公司提供平台功能截图作为证明资料附后。</p>					
13	老年能力评估系统	<p>1、支持不同登录模式：同时支持身份证读卡器登录、手机号登陆以及身份证号输入三种登陆方式，任意切换，方便快捷；</p> <p>2、系统功能主要包括评估指标管理，评估对象管理，评估档案管理以及评估结果查看打印。</p> <p>3、自定义评估指标，支持批量导入。</p> <p>4、根据《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T42195-2022），为老人量身定制的日常生活状态、精神状态、感知觉沟通、老人能力等级等评估系统，对老年人的综合能力进行评定，科学划分老人能力等级。</p> <p>5、系统采用B/S结构，无需用户另外安装软件，方便使用，负载均衡，实现用户无感知系统升级；</p> <p>6、单应用多用户模式，用户间数据隔离。方便快捷，数据存储在云端；</p> <p>7、配套评估桌椅、护理床、床头柜、训练阶梯、步行贴纸、适老化台盆、马桶、评估辅助挂板、记忆成人勺子、记忆成人叉子、成人粗柄汤勺、可折弯勺、可折弯叉、助食筷、成人防洒</p>	套	1	10000 0	100000	开云

		<p>盘、硅胶勺子、长柄梳子、弯柄擦背刷、柱状长柄刷、长柄洗澡刷、粗柄梳子、记忆成人牙刷、智力几何图形插板系列、认知图形插板、模拟时钟、数字排列、秒表、大字扑克、仿真水果、老花眼睛、国旗、仿真钱币、翻片式台历等评估设备各1件,辅助系统进行评估。</p> <p>8、系统采用大型数据库,可以大容量存储老人能力评估档案。</p> <p>9、测评结果须支持实时同步至医智慧医养信息化平台,实现全院信息互联互通高度共享。</p>					
14	等速肌力十件组合训练器	<p>该产品适用于组合训练,用于运动全身,改善全身关节活动范围。</p> <p>长×宽×高:3700mm×3140mm×2000mm,允差:±5%。</p> <p>等速上肢推举康复训练器</p> <p>1、训练支架角度调节范围:0~110°</p> <p>2、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调,最大阻尼力160kg。</p> <p>等速上肢内收外展康复训练器</p> <p>1、坐垫尺寸(长×宽×高):430mm×330mm×50mm,允差:±10mm;</p> <p>2、手臂衬垫尺寸(长×宽×高):150mm×150mm×60mm,允差:±10mm;</p> <p>3、训练器支架角度调节范围:-30°~50°</p> <p>4、阻尼力量1~12档可调,最大阻尼力160kg。</p> <p>等速手臂屈伸训练器</p> <p>1、坐垫尺寸(长×宽×高):430mm×330mm×50mm,允差:±10mm。</p> <p>2、手臂衬垫尺寸(长×宽×高):240mm×180mm×105mm,允差:</p>	台	1	120000	120000	瑞禾 RH-14 -10

	<p>±10mm。</p> <p>3、训练支架角度调节范围：-10 ° ~ 120 ° 。</p> <p>5、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调， 最大阻尼力160kg。</p> <p>等速腹背康复训练器</p> <p>1、坐垫尺寸(长×宽×高)：430mm × 330mm ×50mm， 允差： ±10mm。</p> <p>2、靠垫尺寸 (长×宽×高)： 320mm × 150mm ×80mm ， 允差： ±10mm。</p> <p>3、训练支架角度调节范围： 0~55° 。</p> <p>4、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调， 最大阻尼力160kg。</p> <p>等速胸背部康复训练器</p> <p>1、坐垫尺寸(长×宽×高)：430mm × 330mm ×50mm， 允差： ±10mm。</p> <p>2、训练支架角度调节范围：0~45 ° ，允差±2 ° 。</p> <p>3、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调， 最大阻尼力160kg。</p> <p>等速背部肌肉训练器</p> <p>技术参数：</p> <p>1、坐垫尺寸(长×宽×高)：430mm × 330mm ×50mm， 允差： ±10mm。</p> <p>2、训练支架角度调节范围： 0~90° ， 允差±2 ° 。</p> <p>3、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调， 最大阻力130kg。</p> <p>等速腿部推举康复训练器</p> <p>1、坐垫尺寸(长×宽×高)：430mm × 330mm ×50mm， 允差： ±10mm。</p> <p>2、脚踏板尺寸(长×宽×高)： 400mm ×325mm， 允差： ± 10mm。</p> <p>3、脚踏板行程： 0-470mm， 允差： ± 10mm。</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>4、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调，最大阻尼力130kg。 等速下肢内收外展康复训练器 1、坐垫尺寸(长×宽×高)：430mm × 330mm ×50mm，允差：±10mm。 2、腿部支撑垫尺寸(长×宽×高)：150mm × 150mm ×60mm，允差：±10mm。 3、训练器支架角度调节范围：0° ~ 80° 。</p> <p>4、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调，最大阻尼力160kg。 等速下肢屈伸康复训练器 1、坐垫尺寸(长×宽×高)：430mm × 330mm ×50mm，允差：±10mm。 2、训练器支架角度调节范围： 0° ~ 80° 。</p> <p>3、阻尼装置参数： 阻尼力量 1~12 档可调，最大阻尼力160kg。 吊环训练器 1、行程0-500mm 允差：±10mm 2、沙袋 2.5kg</p>					
15	直立床	<p>1、控制方式：手柄控制。 2、床体(不含扶手桌面或扶手杆)尺寸：长2100mm×宽780mm×高840mm，允差±50mm。 3、固定带 a) 腿部固定带：长920mm±30mm，宽140mm±30mm； b) 胸部固定带：长2480mm±30mm，宽140mm±30mm； c) 腰部固定带：长1830mm±30mm，宽140mm±30mm； d) 固定带应能承受50Kg的拉力并持续30min不破损。</p>	台	1	19500	19500	瑞禾 RH-K-A

		<p>4、扶手桌面：长700mm±20mm，宽500mm±20mm。</p> <p>5、扶手桌面固定架调节最长长度：200mm±10mm，在0到最长长度范围内连续可调。</p> <p>6、脚踏板尺寸：长310mm±20mm，宽210mm±20mm。</p> <p>7、脚踏板承重135kg。</p> <p>8、脚踏板调节角度：内翻最小为0°±3°，最大为30°±3°；外翻最小为0°±3°，最大为30°±3°；背屈最小为0°±3°，最大为25°±3°；跖屈最小为0°±3°，最大为26°±3°。</p> <p>9、治疗时间：由操作者通过手柄控制控制治疗时间。</p> <p>10、工作噪音≤55dB(A)。</p> <p>11、康复床由床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。站立训练时，使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶手桌面可以使患者固定在桌面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由0°（卧姿）逐渐变化为90°站姿，调节角度可以随意选择。</p>					
16	多功能训练器(四件组合)	<p>规格(mm):1800×1450×1800</p> <p>用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围</p> <p>组件：肩关节回旋训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器四件组合</p>	台	1	20000	20000	瑞禾 RH-13
17	平行杠(配矫正板)	<p>规格(mm):3500×1150×800~1250,</p> <p>杠杆宽度调节范围(mm):340~600</p> <p>允差：±20mm. 额定载荷(kg):135</p> <p>矫正板坡度：15°</p>	台	1	5000	5000	瑞禾 RHG-1

		用途：借助上肢帮助进行步态训练， 矫正行走中的足外翻、髌外展，增加 行走的稳定性。适合于骨关节、神经 系统疾病患者及老年人的步态练习。 材质：型材、多层板、橡胶、地板革 结构形式：底架、扶手、矫正板					
18	手功能组合 训练箱	规格(mm):550mm×400mm×140mm 用途:组合训练患者眼一手协调功能, 改善手指功能,提高手协调性、灵活 性 材质:实木、多层板、玻璃、不锈钢 结构形式:木箱、玻璃球、不锈钢棒	台	1	1800	1800	瑞禾 RH-48
19	中频治疗仪	1、不小于四路中频加透热输出、两路 干扰电输出。 2、工作频率:1kHz~10kHz,单一频 率允差±10%。 3、调制频率:0~150Hz,单一频率允 差±10%或±1Hz取最大值。 4、中频载波波形:双向方波,脉宽: 50us~500us,允差±10%。 5、中频调幅度:0%、25%、50%、75%、 100%,允差±5%。 6、干扰电性能: 工作频率:4kHz,允差±10%。 调制频率:0.125Hz,允差±10%。 差频频率范围:0~112Hz,允差±10% 或±1Hz取较大值。 调幅度:0%、100%,允差±5%。 差频变化周期:5.5s、32s,允差± 10%。 7、治疗处方:100个固定处方可选。	台	1	7800	7800	瑞禾 RH-ZP -C

20	超声波治疗仪	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：380mm×310mm×135mm 2、输出通道：单路输出 3、显示方式：5寸液晶显示 4、声工作频率：1MHz±10% 5、有效声强：0-1.5W/cm²。 6、定时范围：1-30min 7、最大输出功率：6W，允差±20%。 8、有效辐射面积：4cm²。 9、具备治疗头连接提示功能。 10、具有超温保护功能。 	台	1	23000	23000	瑞禾 RH-CS -A
21	电针仪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治疗仪额定输出功率：10.0VA。 2. 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 3. 连续波工作模式：连续 4. 断续波工作模式：工作15秒，停5秒 5. 疏密波工作模式：疏、密波变换频率之比为1:5，疏波5秒，密波10秒 6. 输出直流分量：0mA 7. 输出脉冲频率：1~100Hz可调，允差±15%。 8. 输出脉冲路数：6路输出。 9. 输出脉冲宽度：0.2ms±30% 	台	1	750	750	华佗 SDZ-I I
22	红光艾灸仪	<ol style="list-style-type: none"> 1、治疗时间：10min~90min可调，级差10min 2、红光波长范围：650nm，允差±5% 3、无烟艾灸功能 4、有效红光辐照度：6.0mw/cm²，允差±25% 5、显示及操作方式：数码显示，电容触摸控制 6、光灸一体化治疗方案 7、防倾倒设置，倾倒自动断电 8、光闪档位：1~3档可调； 9、光闪频率：不少于8档可调，0n(常开)、5Hz、10Hz、20Hz、28Hz、40Hz、 	台	1	20000	20000	翔宇 XY-K- HGAJ- 1

		50Hz、 60Hz， 允差±3Hz					
23	诊疗床	<p>规格：1900*600*680mm（长*宽*高）</p> <p>床框：床框采用方管焊接制作，透气性好，床面承重大。</p> <p>床面：床面采用皮革包面形式，高密度海绵弹性好。</p> <p>支撑：床体整体采用床腿之间一根支撑杆，解决了床体使用过程中的晃动问题。</p> <p>承重：床面承重150kg，24小时后各部位无异常现象。</p>	张	5	800	4000	博信 F04
24	OT综合训练工作台	<p>规格(mm):1930×1065×940</p> <p>左右操作面板：500×390(长×宽)mm</p> <p>后操作面板：980×390(长×宽)mm</p> <p>操作面板调节范围：0~350mm 允差±5mm</p> <p>用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力,并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力</p> <p>组件：上肢协调功能训练器(手指)、分指板、分指板(弧形)、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮</p>	台	1	20000	20000	瑞禾 RH-54
25	制氧机	<p>1、采用知名品牌无油空压机，每个制氧模块单独配置；</p> <p>2、符合制氧主机对压缩空气需求量的要求。</p>	台	3	7000	21000	托马斯
	空气过滤系统	<p>1、独立研发高效过滤系统，每个制氧模块单独配置；</p> <p>2、能有效的除去空气中的油、游离状态的粉尘；</p>	组	2	13000	26000	丹弗尔

5C0F2B82	模块化制氧单元	<p>1、采用模块化设计，单个模块可独立运行(单个制氧模块内均包含独立的空压机)；</p> <p>2、采用锂基分子筛，分子筛筛床为特种铝合金材质，确保不生锈，分子筛塔不属于压力容器；</p> <p>3、单模块产氧量：0.67m³/h</p> <p>4、氧浓度：93±3%；</p> <p>5、制氧机开机10分钟氧浓度可达到93±3%，同时产氧量达到2m³/h</p>	组	3	26000	78000	丹弗尔
	环保消音装置	<p>1、对噪音进行消音处理，降噪效果明显；噪音：72.6dB(A)；</p> <p>2、每个制氧模块单独配置。</p>	套	3	1200	3600	丹弗尔
	无油氧气增压机	<p>1、采用知名品牌无油增压机；</p> <p>2、全无油设计，更适用于医疗行业；</p> <p>3、输出压力0.4-0.7MPa可调。</p>	台	1	8000	8000	托马斯
	医用分子筛制氧系统控制系统	<p>1、采用智能控制，具有断电、自启等保护功能，出现故障时提供声光报警；</p> <p>2、整机功率：2.4kW，220V，50Hz；</p> <p>3、对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态（显示内容应包含氧气浓度、压力等）。</p>	套	1	22000	22000	丹弗尔
	氧气纯度仪	<p>1、测量精度：≤±1%F.S；</p> <p>2、分辨率：0.01%；</p> <p>3、所有控制和调整均在制氧主机控制面板上进行；具有氧气低纯度报警功能。</p>	套	1	5400	5400	丹弗尔
	气体质量流量计	<p>1、数字显示界面，能显示氧气的实时流量和累计流量；</p> <p>2、量程在0-100L/min；</p> <p>3、计量精度1L/min。</p>	套	1	2500	2500	SMC
	储气罐	<p>1、单个有效容积140L；内置集成式设计</p> <p>2、工作压力为≥0.8Mpa；</p>	个	1	11700	11700	丹弗尔

5C0F2B82		除菌过滤器	1、过滤精度为 $\leq 0.22 \mu\text{m}$ ，效率达到99.99%； 2、能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物，维护方便。	个	1	5000	5000	丹弗尔
		医用分子筛制氧系统远程监控系统	1、具备远程数据监控功能，可通过电脑或者手机下载APP操作，监控设备运行； 2、异常情况可通过短信通知生产厂家售后人员和设备指定管理人员。	套	1	6400	6400	丹弗尔
26	中心供氧系统	医用紫铜管	$\Phi 16 \times 2$	米	3	80	240	青岛宏泰
		医用紫铜管	$\phi 12 \times 1.5$	米	105	70	7350	青岛宏泰
		医用紫铜管	$\phi 8 \times 1$	米	150	40	6000	青岛宏泰
		氧气楼层维修阀	$\phi 12$	套	2	45	90	浙江宇峰
		维修阀配件	8YC	套	2	55	110	浙江宇峰
		氧气二级减压箱	YF-DLLJYX2-SL01	个	1	1680	1680	浙江宇峰
		压力检测报警箱	YFCYBJX-3 (二气)	个	1	1650	1650	浙江宇峰
		氧气房间维修阀	SJ1-4	套	25	55	1375	浙江宇峰
		维修阀配件	4YC	套	25	8	200	浙江宇峰
		氧气终端	国标	套	50	115	5750	浙江宇峰
		管路脱脂	/	100m	1.5	900	1350	山东苒朵

27	设备带及电气系统	管道吹扫处理	/	100m	1.5	950	1425	山东苒朵
		管道强度检验	/	100m	1.5	850	1275	山东苒朵
		管道气密检验	/	100m	1.5	800	1200	山东苒朵
		支架制作	/	100kg	0.15	2500	375	山东苒朵
		支架安装	/	100kg	0.15	2500	375	山东苒朵
		支架刷防锈漆	/	100kg	0.15	150	22.5	山东苒朵
		穿墙套管	/	个	12	12	144	山东苒朵
		安装辅料	/	项	1	1300	1300	山东苒朵
		系统调试	/	项	1	1720	1720	山东苒朵
27	设备带及电气系统	铝合金装饰带	50x30	米	50	50	2500	新乡长天
		漏电保护器		套	25	30	750	正泰
		两位五孔插座		套	100	12	1200	正泰
		床头灯		套	50	15	750	佛山照明
		电源导线	BV2. 5mm2	米	600	3.5	2100	河北明峰
		灯开关		套	50	15	750	正泰
		设备带	200*55, 1.2 厚	米	150	229	34350	新乡长天
28	呼叫系统	护士站主控机	50x30	套	1	5100	5100	山东苒朵
		床头分机		套	50	146	7300	山东苒朵

5C0F2B82		走廊显示屏		套	1	3600	3600	山东 苒朵
		安装辅料		批	1	800	800	山东 苒朵
		信号线导线	BV2*1mm2	米	500	1.8	900	河北 明峰
		信号线穿管		米	70	3.5	245	国产 优质
29	吸引设备	氧气汇流排	2*2	套	1	3000	3000	山东 苒朵
磋商报价合计：大写：壹佰壹拾万玖仟伍佰贰拾陆元伍角零分 小写：1109526.50元								

5C0F2B82

供应商： 漯河市井源商贸有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： _____ （签字或盖章）

日期： 2026 年 4 月 27 日

5C0F2B82